

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Anexo 1. Primers o cebadores utilizados para la RT PCR

Gen	Secuencia (5' à 3')	T° annealing (°C)	Fragmento amplificado (pb)
SOX2	F: AAGAGAACACCAATCCCATCC	61	213
	R: CTCCTACCGTACCACTAGAACT	61	
OCT4	F: ATTCAGCCAAACGACCATCT	62	108
	R: TTGTTGTCAGCTTCTCCAC	62	
NANOG	F: AATGTAATACAGCAGACCACTAGG	62	103
	R: CTCATCTTCACACGTCTTCAGG	62	
GAPDH*	F: ATCACCATCTTCCAGGAGCGA	62	101
	R: TTCTCCATGGTGGTGAAGACG	62	

* Estándar interno para la RT PCR, gen housekeeping usado como referencia de expresión y como control de carga.